



Featured Application: QuEChERS (抽出とクリーンアップ) を使用して玄米粉から抽出された多成分農薬混合物


7.5分のスクリーニング分析：玄米粉中の多成分残留農薬

- 分析時間7.5分、分析サイクルは10分以内
- 200種以上にわたる残留農薬成分の90%以上において70～120%の回収率
- 汎用HPLCと最新型のUHPLC、どちらの装置にも対応

残留農薬の多成分一斉分析は簡単な仕事ではありません。そして、サンプルマトリックスが複雑であることと日常的に分析に使用するLC-MS/MS機器が高度化していることでさらに難しいものになっています。LC-MS/MSを使用することで優れた感度が得られ、ある程度の共溶出があったとしても分析対象物を定量的にモニターできます。しかし、共溶出成分が多すぎると質量分析計の処理性能を超えてしまうため、依然として適切なクロマトグラフィー条件も必須です。ここで示した最適化された条件では分析時間はわずか7.5分、1度の分析サイクルとしては10分以下で、数百の化合物分析を可能とし、高速で正確なサンプルスクリーニングとラボの生産性の向上を確保します。

詳細は次図に示しましたが、玄米粉にRestekのLC Multiresidue Pesticide Kitに含まれるすべての成分を添加したものをサンプルとして、Q-sep QuEChERS抽出塩で抽出し、dSPEを使用してクリーンアップし、2.7 μ m Raptor ARC-18 カラムを使用して分析しました。2.7 μ mの表面多孔性粒子カラムの特色である効率の良いシャープなピークが得られ、より多くの化合物を所定の時間内に溶出することができます。また、Raptor ARC-18 固定相の選択性のため化合物群を分析時間全体にまんべんなく溶出させることができます。これにより特定の時間に多数の化合物の溶出が集中して質量分析計に負荷がかかることを避け、すべての関連イオンを効率的にモニターすることを可能とします。システム容量を最小に保つことが重要であることにもご留意ください。内径の小さなLC配管を選ぶことと過度に長い配管を避けることで、シャープなピークと最速で最も効率的なクロマトグラフィーが得られます。玄米粉中の残留農薬の多成分一斉分析では、質量分析に適したシンプルな移動相と、汎用HPLC装置の運用範囲の背圧を保つ流量を使用しています。この利点により、難しいマトリックスであったとしても、200種以上の農薬、サロゲート化合物、内部標準物質をほんの数分で分析することが可能となります。

- 数百種の農薬を10分以内に分析
- LC Multiresidue Pesticide Kitにより標準品の調製が簡単に



Column Raptor ARC-18 (cat.# 9314A12)
Dimensions: 100 mm x 2.1 mm ID
Particle Size: 2.7 µm
Pore Size: 90 Å
Guard Column: Raptor ARC-18 EXP guard column cartridge 5 mm, 2.1 mm ID, 2.7 µm (cat.# 9314A0252)
Temp.: 50 °C
Sample LC multiresidue pesticide kit (cat.# 31971)
Diluent: Water:acetonitrile 9:1
Conc.: 1 ng/mL see notes for details
Inj. Vol.: 5 µL
Mobile Phase
A: 0.2% Formic acid, 2 mM ammonium formate in water
B: 0.2% Formic acid, 2 mM ammonium formate in methanol

Time (min)	Flow (mL/min)	%A	%B
0.00	0.4	95	5
2.00	0.4	40	60
4.00	0.4	25	75
6.00	0.4	0	100
7.50	0.4	0	100
7.51	0.4	95	5
9.50	0.4	95	5

Detector MS/MS
Ion Mode: ESI+/ESI-
Mode: Scheduled MRM
Instrument UHPLC

Notes LC Multiresidue Pesticide Kitに含まれる10種類の各混合溶液は製品の状態で長期安定性と信頼性が最大になるよう処方されています。しかし、化学的に官能基が異なる多数の化合物を1つの混合液として組み合わせると、安定性が問題になることがありますので、定量分析の際には注意が必要です。

サンプル調製:
 市販の玄米粉10gに水10mLを加え10分間混合した。当日、予め1液に合わせておいたLC Multiresidue Pesticide Kit(cat.# 31971)に含まれるすべての農薬を10ng/gとなるよう玄米粉に添加し、懸濁液中に均一に分散されるよう30分間混合した。アセトニトリル10mLとQuEChERS抽出塩(Original)法、バッファーなし, cat.# 25848)を使用して抽出を行い、遠心分離した。上清1mLを、クリーンアップのために硫酸マグネシウム、PSA、C18が入った2mLのdSPEチューブ (cat.# 26125)に移した。遠心分離後、10ng/mL抽出液100µLを水900µLで希釈し、UHPLCでの分析に供した。

ピークリスト：

	tr	Precursor	Product	Product		tr	Precursor	Product	Product		tr	Precursor	Product	Product
Peaks	(min)	Ion	Ion 1	Ion 2	Peaks	(min)	Ion	Ion 1	Ion 2	Peaks	(min)	Ion	Ion 1	Ion 2
1. Cyromazine	0.747	167.1	68.1	43.1	71. Isoprocarb	3.537	194.1	95.1	137.1	141. Dimoxystrobin	4.738	327.1	205.1	116.1
2. Methamidophos	1.318	142.0	94.0	125.1	72. Fenpropimorph	3.561	304.2	147.1	117.0	142. Bromuconazole isomer 2	4.740	378.0	159.0	159.0
3. Formetanate	1.681	222.1	165.0	46.1	73. Atrazine-d5 (SS)	3.575	221.2	179.2	101.3	143. Flubendiamide	4.745	700.0	408.0	274.0
4. Carbofuran	1.682	222.2	165.0	123.1	74. Isocarboxipos	3.606	291.1	231.1	121.1	144. Diclobutrazol	4.764	328.0	70.1	159.0
5. Methabenzthiazuron	1.686	222.0	165.0	150.0	75. Isoproturon	3.612	207.1	72.1	46.1	145. Carfentrazone ethyl	4.773	429.1	412.1	346.1
6. Acephate	1.690	184.0	143.0	49.0	76. Desmedipham	3.620	318.0	154.1	301.0	146. Kresoxim-methyl	4.795	314.0	267.1	116.0
7. Pymetrozine	1.708	218.1	105.0	78.0	77. Phenmedipham	3.623	318.1	108.1	93.1	147. Tebuconazole	4.827	308.0	70.1	124.9
8. Aminocarb	1.716	209.1	137.1	152.1	78. Spiroxamine	3.626	298.2	144.2	58.2	148. Spinosad A	4.840	732.5	142.1	98.1
9. Propamocarb	1.735	189.1	102.0	144.1	79. Pyrimethanil	3.659	200.0	107.0	82.0	149. Penconazole	4.853	284.1	70.1	159.0
10. Omethoate	1.905	214.0	125.0	183.0	80. Metalaxyl	3.691	280.1	220.1	192.1	150. Prothioconazole	4.857	344.0	189.0	154.0
11. Dinotefuran	1.972	203.1	129.1	87.1	81. Chlorantraniliprole	3.730	484.0	452.8	285.8	151. Zoxamide	4.893	336.1	187.0	159.0
12. Aldicarb sulfoxide	2.010	207.1	89.0	132.1	82. Cycluron	3.785	199.1	89.1	46.0	152. Famoxadone	4.933	392.2	331.1	238.0
13. Butoxycarboxim	2.022	223.0	106.0	166.0	83. Prometryn	3.830	242.1	158.0	200.2	153. Diazinon-diethyl-d10 (IS)	4.961	315.2	170.2	154.3
14. Nitenpyram	2.049	271.0	225.0	56.0	84. Linuron-d6 (SS)	3.843	255.1	160.1	185.2	154. Hydramethylnon	4.979	495.2	323.2	45.2
15. Aldicarb sulfone	2.062	240.2	148.0	86.0	85. Linuron	3.854	249.0	160.0	182.0	155. Triflumuron	4.986	359.1	156.0	111.0
16. Carbandazim	2.090	192.0	160.0	131.9	86. Thiofanox	3.876	242.1	57.2	184.0	156. Prochloraz	4.986	376.0	308.0	70.1
17. Oxamyl	2.154	237.1	72.0	90.0	87. Fenobucarb	3.894	208.0	95.1	152.1	157. Hexaconazole	4.993	314.1	70.0	158.8
18. Flonicamid	2.234	230.1	203.0	148.0	88. Azoxystrobin	3.915	404.2	329.0	344.0	158. Benalaxyl	5.021	326.2	148.0	208.1
19. Methomyl	2.259	163.1	88.0	106.1	89. Diethofencarb	3.924	268.1	226.1	124.0	159. Metconazole	5.033	320.1	70.1	125.0
20. Thiabendazole	2.284	201.8	92.2	104.0	90. Ethofumesate	3.925	304.1	121.1	241.0	160. Propiconazole	5.054	342.0	159.0	69.0
21. Thiamethoxam	2.289	292.1	211.1	181.1	91. Ethiprole	3.932	397.0	350.9	255.0	161. Pyraclostrobin	5.076	388.0	194.0	163.1
22. Fluberidazole	2.368	185.0	157.1	103.0	92. Fludioxonil*	3.935	247.1	180.1	126.1	162. Clofentezine	5.080	303.0	138.0	102.0
23. Monocrotophos	2.375	224.1	127.0	193.1	93. Methiocarb	3.958	226.1	169.1	121.1	163. Bitertanol	5.120	338.2	269.2	70.1
24. Mexacarbate	2.393	223.2	166.1	151.1	94. Siduron	3.967	233.3	94.0	137.1	164. Spinosad D	5.142	746.5	142.0	98.0
25. Dioxacarb	2.397	224.1	167.0	77.1	95. Halofenozide	3.974	331.1	104.9	275.0	165. Benzoximate	5.171	364.0	199.1	105.0
26. Dicrotophos	2.526	238.1	112.1	72.0	96. Fenamidone	3.993	312.0	92.1	236.1	166. Diniconazole	5.184	326.1	70.0	158.9
27. Imidacloprid	2.536	256.1	175.0	209.0	97. Furalaxyl	3.995	302.1	242.1	95.0	167. Thioencarb	5.197	258.0	125.0	89.1
28. Clothianidin	2.545	250.0	169.0	113.0	98. Acibenzolar-S-methyl	4.023	210.9	136.1	91.1	168. Pencycuron	5.229	329.1	125.0	89.0
29. Dimethoate-d6 (IS)	2.652	236.2	205.2	131.2	99. Nuairimol	4.030	315.1	252.0	207.0	169. Spinetoram	5.234	748.5	142.1	98.2
30. Fenuron	2.662	165.0	72.1	46.1	100. Dimethomorph	4.044	388.2	300.9	165.1	170. Hexaflumuron*	5.351	459.0	439.0	175.0
31. Trichlorfon	2.667	257.0	108.9	220.8	101. Boscalid	4.050	343.0	306.8	140.0	171. Triflumizole	5.366	346.1	278.0	73.1
32. Dimethoate	2.668	230.0	199.0	125.0	102. Mandipropamid	4.067	412.1	328.1	125.0	172. Indoxacarb	5.375	528.1	149.9	203.0
33. 3-Hydroxycarbofuran	2.679	238.1	181.0	163.0	103. Flutolanil	4.079	324.1	262.0	242.0	173. Difenoconazole	5.380	406.1	251.1	152.0
34. Vamidothion	2.695	288.0	146.0	118.0	104. Promecarb	4.104	208.1	109.0	151.0	174. Ipconazole	5.426	334.2	70.0	124.9
35. Mevinphos	2.715	225.1	127.0	127.0	105. Paclobutrazol	4.119	294.0	70.1	125.0	175. Trifloxystrobin	5.426	409.0	186.0	206.0
36. Acetamiprid	2.724	223.0	126.0	56.1	106. Triadimenol	4.119	296.1	70.1	43.1	176. Novaluron*	5.455	491.0	471.0	304.9
37. Propoxur	2.777	210.0	111.0	168.0	107. Meprotil	4.161	270.1	91.1	119.0	177. Emamectin-benzoate B1b	5.463	872.2	158.2	82.1
38. Ethirimol	2.780	210.2	140.2	98.2	108. Cyproconazole	4.175	292.2	70.1	125.0	178. Clethodim	5.565	360.1	164.1	268.1
39. Cymoxanil	2.805	199.1	128.2	111.2	109. Myclobutanil	4.195	289.2	70.1	125.1	179. Teflubenzuron	5.614	380.9	140.9	158.0
40. Thiacloprid	2.865	253.0	126.0	99.0	110. Chloroxuron	4.225	291.1	72.1	46.1	180. Alanycarb	5.636	400.1	91.0	238.0
41. Pirimicarb	2.896	239.2	72.0	182.1	111. Bupirimate	4.226	317.2	166.0	237.1	181. Buprofezin	5.642	306.2	106.1	86.0
42. Aldicarb	3.022	208.2	116.2	89.2	112. Methoxyfenozide	4.230	369.2	149.0	313.1	182. Emamectin-benzoate B1a	5.644	886.5	158.0	82.1
43. Tricyclazole	3.066	190.0	163.0	136.0	113. Triadimefon	4.287	294.0	69.0	197.0	183. Benfuracarb	5.695	411.2	194.9	251.9
44. Oxadixyl	3.076	279.1	219.1	132.1	114. Bifenazate	4.290	301.1	198.0	170.1	184. Fluzianam*	5.726	463.0	415.9	397.9
45. Carbetamide	3.085	237.1	192.0	118.1	115. Cyprodinil	4.313	226.1	93.0	77.0	185. Metaflumizone*	5.728	505.1	302.1	328.0
46. Simetryn	3.122	214.1	68.0	96.0	116. Mefenacet	4.325	299.1	148.1	120.1	186. Furathiocarb	5.735	383.1	195.0	252.1
47. Thiophanate-methyl	3.146	343.0	151.0	311.1	117. Mepanipyrim	4.334	224.1	77.1	106.1	187. Temephos	5.757	467.1	125.0	418.9
48. Thidiazuron	3.150	221.1	102.1	127.9	118. Fluquinconazole	4.346	376.0	348.9	307.0	188. Lufenuron	5.767	511.2	141.0	158.0
49. Bendiocarb	3.212	224.1	167.1	109.0	119. Fenhexamid	4.383	302.1	97.1	55.1	189. Tebufenpyrad	5.778	334.0	117.0	145.0
50. Imazalil	3.225	297.1	159.0	41.1	120. Fluoxastrobin	4.385	459.2	427.0	188.1	190. Pyriproxyfen	5.843	322.0	96.0	227.1
51. Prometon	3.227	226.1	142.1	184.0	121. Tetraconazole	4.387	372.0	159.0	70.0	191. Piperonyl butoxide	5.864	356.2	177.0	119.1
52. Metribuzin	3.230	215.1	187.1	131.0	122. Bromuconazole isomer 1	4.392	376.0	159.0	159.0	192. Hexythiazox	5.924	353.2	228.0	168.1
53. Secbumeton	3.232	226.2	170.2	100.2	123. Butafenacil	4.411	492.1	330.9	179.9	193. Quinoxifen	5.935	308.1	197.0	162.0
54. Terbumeton	3.235	226.1	114.1	170.1	124. Iprovalicarb	4.412	321.2	119.0	91.1	194. Flufenoxuron	5.984	489.1	158.0	141.0
55. Sulfentrazone*	3.263	387.0	309.0	201.0	125. Flufenacet	4.427	364.1	152.0	194.1	195. Propargite	6.088	368.1	231.1	175.0
56. Pyracarbolid	3.279	218.1	125.1	97.0	126. Triticonazole	4.429	318.0	70.0	125.0	196. Etoxazole	6.099	360.2	141.0	57.1
57. Tebuthiuron	3.310	229.1	172.1	116.0	127. Cyazofamid	4.441	325.1	108.0	44.0	197. Spiromesifen	6.129	371.3	273.2	255.2
58. Carbaryl	3.316	202.1	145.0	127.0	128. Diflubenzuron	4.464	311.0	158.0	141.0	198. Chlorfluzuron	6.165	539.8	382.9	158.0
59. Carboxin	3.326	236.1	143.0	87.1	129. Spirotetramat	4.478	374.1	330.1	302.0	199. Spirodiclofen	6.269	428.3	71.1	313.1
60. Monolinuron	3.373	215.1	126.0	148.0	130. Fenarimol	4.510	331.0	267.9	189.1	200. Fenpyroximate	6.283	422.1	366.1	138.1
61. Fluometuron	3.381	233.1	72.1	46.1	131. Fenbuconazole	4.516	337.0	125.0	70.1	201. Pyridaben	6.442	365.2	147.0	309.1
62. Diuron	3.382	233.1	72.1	46.0	132. Epoxiconazole	4.529	330.0	121.1	101.0	202. Eprinomectin	6.466	914.6	186.1	154.1
63. Ethiofencarb	3.406	226.0	107.0	164.0	133. Etaconazole	4.552	328.1	159.0	55.0	203. Abamectin B1a	6.544	890.6	305.4	567.2
64. Ametryn	3.447	228.1	68.1	186.1	134. Fipronil*	4.571	436.9	332.0	252.0	204. Fenazaquin	6.559	307.1	161.0	131.1
65. Chlorotoluron	3.450	213.0	72.1	46.1	135. Neburon	4.635	275.0	57.1	88.1	205. Doramectin	6.733	916.6	331.2	593.4
66. Metobromuron	3.483	259.0	170.0	148.1	136. Flusilazole	4.646	316.1	247.1	165.1	206. Ivermectin	6.893	892.6	551.4	569.4
67. Propham	3.500	180.1	120.2	77.1	137. Fenoxycarb	4.653	302.2	88.1	116.1	*Detected in ESI- mode				
68. Flutriafol	3.508	302.0	70.1	123.0	138. Picoxystrobin	4.674	368.0	145.0	205.0					
69. Methoprotryne	3.532	272.1	170.0	198.1	139. Rotenone	4.683	395.1	213.1	192.1					

LC Multiresidue Pesticide Kit



kit

以下の溶液、各1mLずつのキット cat.# 31971 (kit)

Cat.# 31972: LC Multiresidue Pesticide Standard #1 (13 components)

Organophosphorus Compounds
100 µg/mL each in acetonitrile,
1 mL/ampul
Acephate (30560-19-1)
Carbaryl (Sevin) (63-25-2)
Dicrotophos (141-66-2)
Dimethoate (60-51-5)
Dimethomorph (110488-70-5)
Isocarbophos (24353-61-5)
Methamidophos (10265-92-6)
Mevinphos (7786-34-7)
Monocrotophos (6923-22-4)
Omethoate (1113-02-6)
Temephos (Abate) (3383-96-8)
Trichlorfon (Dylox) (52-68-6)
Vamidothion
(Vamidoate) (2275-23-2)

Cat.# 31973: LC Multiresidue Pesticide Standard #2 (16 components)

Carbamate/Uron Compounds
100 µg/mL each in acetonitrile,
1 mL/ampul
Alanycarb (83130-01-2)
Aldicarb (116-06-3)
Aldicarb sulfone (1646-88-4)
Aldicarb sulfoxide (1646-87-3)
Benfuracarb (82560-54-1)
Butocarboxim (34681-10-2)
Butoxycarboxim (34681-23-7)
Ethiofencarb (29973-13-5)
Furathiocarb (65907-30-4)
Methabenzthiazuron (18691-97-9)
Methiocarb (2032-65-7)
Methomyl (16752-77-5)
Oxamyl (23135-22-0)
Tebuthiuron (34014-18-1)
Thidiazuron (51707-55-2)
Thiophanate-methyl (23564-05-8)

Cat.# 31974: LC Multiresidue Pesticide Standard #3 (38 components)

Carbamate/Uron Compounds
100 µg/mL each in acetonitrile,
1 mL/ampul
Bendiocarb (22781-23-3)
Bifenazate (149877-41-8)
Carbofuran (1563-66-2)
Chlorfluazuron (71422-67-8)
Chloroxuron (1982-47-4)
Chlortoluron (15545-48-9)

Cycluron (2163-69-1)
Diethofencarb (87130-20-9)
Diflubenzuron (35367-38-5)
Dioxacarb (6988-21-2)
Diuron (330-54-1)
Fenobucarb (BPMC) (3766-81-2)
Fenoxycarb (79127-80-3)
Fenuron (101-42-8)
Flufenoxuron (101463-69-8)
Fluometuron (2164-17-2)
Forchlorfenuron (68157-60-8)
Hexaflumuron (86479-06-3)
3-Hydroxycarbofuran (16655-82-6)
Indoxacarb (173584-44-6)
Iprovalicarb (140923-17-7)
Isoprocab (2631-40-5)
Isoproturon (34123-59-6)
Linuron (330-55-2)
Lufenuron (103055-07-8)
Metobromuron (3060-89-7)
Monolinuron (1746-81-2)
Neburon (555-37-3)
Novaluron (116714-46-6)
Pirimicarb (23103-98-2)
Promecarb (2631-37-0)
Propam (122-42-9)
Propoxur (Baygon) (114-26-1)
Pyraclostrobin (175013-18-0)
Siduron (1982-49-6)
Teflubenzuron (83121-18-0)
Thiobencarb (28249-77-6)
Triflumuron (54628-44-0)

Cat.# 31975: LC Multiresidue Pesticide Standard #4 (63 components)

Organonitrogen Compounds
100 µg/mL each in acetonitrile,
1 mL/ampul
Abamectin (71751-41-2)
Acetamidiprid (135410-20-7)
Ametryn (834-12-8)
Amitraz (33089-61-1)
Azoxystrobin (131860-33-8)
Benalaxyl (71626-11-4)
Benzoximate (29104-30-1)
Boscalid (188425-85-6)
Butafenacil (134605-64-4)
Carbetamide (16118-49-3)
Carfentrazon ethyl (128639-02-1)
Chlorantraniliprole (500008-45-7)
Clofentezine (74115-24-5)
Cymoxanil (57966-95-7)
Cyprodinil (121552-61-2)
Cymazyme (66215-27-8)

Dimoxystrobin (149961-52-4)
Dinotefuran (165252-70-0)
Doramectin (117704-25-3)
Eprinomectin (123997-26-2)
Famoxadon (131807-57-3)
Fenazaquin (120928-09-8)
Fenhexamid (126833-17-8)
Fenpyroximate (111812-58-9)
Flonicamid (158062-67-0)
Fluazinam** (79622-59-6)
Fludioxonil (131341-86-1)
Fluoxastobin (361377-29-9)
Flutolanil (66332-96-5)
Furalaxyl (57646-30-7)
Halofenozide (112226-61-6)
Imazalil (35554-44-0)
Imidacloprid (138261-41-3)
Ivermectin (70288-86-7)
Kresoxim methyl (143390-89-0)
Mandipropamid (374726-62-2)
Mepanipyrim (110235-47-7)
Meproil (55814-41-0)
Metaflumizone (139968-49-3)
Metalaxyl (57837-19-1)
Methoxyfenozide (161050-58-4)
Moxidectin (113507-06-5)
Myclobutanil (88671-89-0)
Nitenpyram (120738-89-8)
Oxadixyl (77732-09-3)
Picoxystrobin (117428-22-5)
Piperonyl butoxide (51-03-6)
Prochloraz (67747-09-5)
Prometon (1610-18-0)
Pymetrozine (123312-89-0)
Pyracarbolid (26491-76-7)
Pyrimethanil (53112-28-0)
Pyriproxyfen (95737-68-1)
Quinoxifen (124495-18-7)
Rotenone (83-79-4)
Secbumeton (26259-45-0)
Spiroxamine (118134-30-8)
Tebufenozide (112410-23-8)
Tebufenpyrad (119168-77-3)
Terbumeton (33693-04-8)
Triadimefon (43121-43-3)
Trifloxystrobin (141517-21-7)
Zoxamide (156052-68-5)

Cat.# 31976: LC Multiresidue Pesticide Standard #5 (30 components)

Organonitrogen Compounds
100 µg/mL each in acetonitrile,
1 mL/ampul
Acibenzolar-S-methyl
(135158-54-2)

Bupirimate (41483-43-6)
Buprofezin (69327-76-0)
Carboxin (5234-68-4)
Clethodim (99129-21-2)
Clothianidin (210880-92-5)
Cyazofamid (120116-88-3)
Ethiprole (181587-01-9)
Ethofumesate (26225-79-6)
Fenamidone (161326-34-7)
Fipronil (120068-37-3)
Flubendiamide (272451-65-7)
Flufenacet
(Fluthiamide) (142459-58-3)
Hexythiazox (78587-05-0)
Mefenacet (73250-68-7)
Mesotrione (104206-82-8)
Methoprotetryne (841-06-5)
Metribuzin (21087-64-9)
Prometryne (7287-19-6)
Propargite (2312-35-8)
Prothioconazole (178928-70-6)
Pyridaben (96489-71-3)
Simetryn (1014-70-6)
Sulfentrazon (122836-35-5)
Terbutryn (886-50-0)
Thiabendazole (148-79-8)
Thiacloprid (111988-49-9)
Thiamethoxam (153719-23-4)
Thiofanox (39196-18-4)
Tricyclazole (Beam) (41814-78-2)

Cat.# 31977: LC Multiresidue Pesticide Standard #6 (28 components)

Organonitrogen Compounds
100 µg/mL each in acetonitrile,
1 mL/ampul
Baycor (Bifentanol) (55179-31-2)
Bromuconazole (116255-48-2)
Cyproconazole (94361-06-5)
Diclobutrazol (75736-33-3)
Difenoconazole (119446-68-3)
Diniconazole (83657-24-3)
Epoxiconazole (133855-98-8)
Etaconazole (60207-93-4)
Ethinilol (23947-60-6)
Etoxazole (153233-91-1)
Fenarimol (60168-88-9)
Fenbuconazole (114369-43-6)
Fluquinconazole (136426-54-5)
Flusilazole (85509-19-9)
Flutriafol (76674-21-0)
Fuberidazole (3878-19-1)
Hexaconazole (79983-71-4)
Ipconazole (125225-28-7)
Metconazole (125116-23-6)

Nuarimol (63284-71-9)
Paclobutrazol (76738-62-0)
Penconazole (66246-88-6)
Propiconazole (Tilt) (60207-90-1)
Tebuconazole (107534-96-3)
Tetraconazole (112281-77-3)
Triadimenol (55219-65-3)
Triflumizole (68694-11-1)
Triticonazole (131983-72-7)

Cat.# 31978: LC Multiresidue Pesticide Standard #7 (7 components)

Organonitrogen Compounds
100 µg/mL each in acetonitrile,
1 mL/ampul
Emamectin-benzoate (155569-91-8)
Fenpropimorph (67564-91-4)
Spirodiclofen (148477-71-8)
Spinosad (168316-95-8)
Spirotetramat (203313-25-1)
Spinetoram (J&L) (187166-40-1)
Spiromesifen (283594-90-1)

Cat.# 31979: LC Multiresidue Pesticide Standard #8

Organonitrogen Compounds
100 µg/mL each in acetonitrile,
1 mL/ampul
Hydamethylon (67485-29-4)

Cat.# 31980: LC Multiresidue Pesticide Standard #9 (7 components)

Carbamate/Uron Compounds
100 µg/mL each in acetonitrile,
1 mL/ampul
Aminocarb (2032-59-9)
Desmedipham (13684-56-5)
Formetanate HCL (23422-53-9)
Mexacarbate (Zectran) (315-18-4)
Moncercen
(Pencyrcuron) (66063-05-6)
Phenmedipham (13684-63-4)
Propamocarb free base
(24579-73-5)

Cat.# 31981: LC Multiresidue Pesticide Standard #10

Carbamate/Uron Compounds
100 µg/mL each in methanol,
1 mL/ampul
Carbendazim (10605-21-7)

*化学的に官能基が異なる多数の化合物を1つの混合液として組み合わせると安定性が問題になることがあります。これらの標準品を処方するにあたり、含まれる204化合物について大規模な調査を行い、長期安定性と信頼性を確保できる、可能な限り少ない混合溶液へ振り分けました。定量分析の際には各化合物に対して正確な結果を得るためにそれぞれの混合溶液ごとの分析を推奨致します。

**この標準溶液に含まれるFluazinamは定性分析にのみ使用できます。定量分析には単一成分の標準溶液(cat.# 31982)をご用意しております。

Q-sep QuEChERS抽出塩

品名	Method	Material	入数	cat.#
Q-sep QuEChERS 抽出塩キット	オリジナル法 (バッファーなし)	4 g MgSO ₄ , 1 g NaCl with 50 mL Centrifuge Tube	50 packets & 50 tubes	25848



Q-sep QuEChERS dSPE チューブ (抽出液精製用) 迅速かつ簡単な残留農薬一斉分析用サンプル前処理

複数の吸着剤を使用して異なる種類の干渉成分を除去します。

MgSO₄ : 過剰な水分を除去

PSA : 糖類、脂肪酸、有機酸、アントシアニン色素を除去

C18 (エンドキャップ済み) : 無極性成分を除去

GCB : 色素、ステロール、無極性成分を除去

Method	Material	容量	入数	cat.#
脂質とワックスを含む食品 (穀類、アボカド、ナッツ、種子類、乳製品など)				
AOAC 2007.01	150 mg MgSO ₄ , 50 mg PSA, 50 mg C18-EC	2 mL	100-pk.	26125
PSA — primary and secondary amine exchange material				
GCB — graphitized carbon black				



Raptor ARC-18 LCカラム (USP L1)

長さ	2.1 mm ID cat. #	3.0 mm ID cat. #	4.6 mm ID cat. #
粒子径 1.8 µm			
30 mm	9314232	—	—
50 mm	9314252	931425E	—
100 mm	9314212	931421E	—
150 mm	9314262	—	—
粒子径 2.7 µm			
30 mm	9314A32	9314A3E	9314A35
50 mm	9314A52	9314A5E	9314A55
100 mm	9314A12	9314A1E	9314A15
150 mm	9314A62	9314A6E	9314A65
粒子径 5 µm			
30 mm	—	931453E	—
50 mm	9314552	931455E	9314555
100 mm	9314512	931451E	9314515
150 mm	9314562	931456E	9314565
250 mm	—	—	9314575



similar phases

Accucore XL C18, Ascentis Express Peptide ES-C18,
Kinetex XB-C18, Poroshell 120 SB-C18

Raptor EXP ガードカラムカートリッジ

製品名	粒子径	入数	5 x 2.1 mm cat. #	5 x 3.0 mm cat. #	5 x 4.6 mm cat. #
Raptor ARC-18 EXP ガードカラムカートリッジ	UHPLC	3-pk.	9314U0252	9314U0253	—
Raptor ARC-18 EXP ガードカラムカートリッジ	2.7 µm	3-pk.	9314A0252	9314A0253	9314A0250
Raptor ARC-18 EXP ガードカラムカートリッジ	5 µm	3-pk.	931450252	931450253	931450250

耐圧: 1.034 bar / 15,000 psi / 103 MPa* (UHPLC), 600 bar / 8,700 psi / 60 MPa (2.7 µm), 400 bar / 5,800 psi / 40 MPa (5 µm)

*耐久性を最大限に保つための1.8 µm粒子の推奨最大圧力は、830 bar / 12,000 psi / 83 MPaです。

ハイブリッドフェラルは、Optimize Technologies 社が米国特許第8201854を取得しています。EXPホルダーは、Optimize Technologies 社が米国特許第8696902を取得しています。EXP2 レンチはOptimize Technologies 社が米国特許第D766055を取得しています。その他、米国および他国の特許についても出願中です。接続語OptiはOptimize Technologies 社の登録商標です。



LC ステンレス キャピラリー 配管

		0.005" (0.127 mm) ID (red)	0.007" (0.178 mm) ID (yellow)	0.010" (0.254 mm) ID (blue)	0.020" (0.508 mm) ID (orange)
		max. 27,850 psi	max. 26,610 psi	max. 25,160 psi	max. 20,230 psi
長さ	入数	cat. #	cat. #	cat. #	cat. #
1/16" OD Tubing					
5 cm	3-pk.	25813	25817	25821	25825
10 cm	3-pk.	25814	25818	25822	25826
20 cm	3-pk.	25815	25819	25823	25827
30 cm	3-pk.	25816	25820	25824	25828



内部標準試薬：重水素標識農薬（食品分析用）

化合物	CAS #	溶媒	濃度(μg/mL)	cat. #
Atrazine-d5	163165-75-1	ACN	100	31984
Carbaryl-d7	362049-56-7	ACN	100	31985
Diazinon-d10 (diethyl-d10)	100155-47-3	ACN	100	31986
Dichlorvos-d6	203645-53-8	A	100	31987
Dimethoate-d6	1219794-81-6	ACN	100	31988
Diuron-d6	1007536-67-5	ACN	100	31989
Linuron-d6	1219804-76-8	ACN	100	31990

A = アセトン、ACN = アセトニトリル
容量 1 mL/ampul

アプリケーションやRestek製品についてなにかご質問はありますか？

Restek株式会社へお問合せください(www.restek.jp/contact-us)

Restekの特許および商標は、Restek Corporationの所有物です。(全リストについてはwww.restek.jp/Patents-Trademarksを参照)Restekの文献またはウェブサイトにあるその他の商標は、それぞれの所有者に帰属します。Restek登録商標は米国で登録されており、他の国でも登録されている可能性があります。

© 2019 Restek Corporation. All rights reserved. Printed in Japan.

RESTEK
Pure Chromatography

www.restek.jp



Lit. Cat.# FFSS2930A-JP